

Alterna Estelle Hængeskål

BD nr. 61 3292.000

Mål: 52 x 36 cm

Bolte afstand 180 mm

Hvid

Ekskl. Sæde



For mere information, kontakt os på Alterna@sgdd.dk eller i din nærmeste Brødrene Dahl butik

Saint-Gobain Distribution Denmark, Park Alle 370, 2605 Brøndby

Alternna Estelle II vægtoilet

Beskrivelse

Hvid porcelæns hængeskål til indbygningscisterne


Produktegenskaber

- Med rengøringsvenlig overfladebehandling.
- Mål på skål: b360 x d525 x h370 mm.
- Bolt afstand 180 mm.
- Mål på afløbsstuds 104 mm.
- Bolt afstand til toiletsæde 155 mm.

Reserve dele & tilbehør

BD nr. 61 5531.100 Alternna Estelle toiletsæde med standard beslag, hvid hård plast

BD nr. 61 5531.200 Alternna Estelle II toiletsæde med soft-close beslag, hvid hård plast



”Hvordan rengøres Alternna Estella II” ?

Produktet kræver ingen speciel pleje.

Overfladebehandlingen på porcelænen får snarere vand og snavs til at perle af, og rengøringen bliver på den måde let. Generelt anbefaler vi, at man bruger gængse badeværelsesrengøringsmidler. Man bør undlade at bruge flydende skurepulver og grove svampe, da disse beskadiger overfladen og angriber Ideal Plus overfladebehandlingen.

Mikrofiber klude bør ikke anvendes, da deres rengørende virkning er baseret på mikrofibrenes slibende effekt. Desuden skal du følge rengøringsmiddelproducenternes brugsanvisninger og generelt følge nedenstående anvisninger: